

## Název: **Elektrolýza a pokovování**

### Návod na práci

#### Zadání:

1. Proveďte elektrolýzu NaCl, pozorujte tvorbu plynného vodíku, dokažte tvorbu plynného chloru a tvorbu zásaditého NaOH.
2. Proveďte elektrolýzu CuCl<sub>2</sub>, dokažte tvorbu plynného chloru a pozorujte vyloučení mědi na katodě.

#### Teorie

Elektrolýza je rozklad chemických látek – elektrolytů působením stejnosměrného elektrického proudu. Elektrolyt je roztok nebo tavenina, která obsahuje volně pohyblivé elektricky nabitě částice – ionty, které jsou schopny vést elektrický proud.

Elektrolýza probíhá v elektrolyzeru, který se skládá z nádoby na elektrolyt, záporně nabitě elektrody – katody, kladně nabitě elektrody – anody a zdroje stejnosměrného elektrického proudu.

Elektrolýzu lze využít k pokovování předmětů, přičemž pokovený předmět plní úlohu katody.


#### *Elektrolýza chloridu sodného*

Reakce, které probíhají na elektrodách:

Anoda:



Katoda:




Současně na katodě probíhá:



Sodík je velmi reaktivní a okamžitě zreaguje s přítomnou vodou:




Sumární reakce elektrolýzy roztoku NaCl



Zapisujeme i takto:





### *Důkaz hydroxidu sodného fenolftaleínem*

Na anodě se tvoří bublinky chlóru, na katodě se tvoří vodík. V blízkosti katody se tvoří i hydroxid sodný, který způsobuje v okolí elektrody změnu pH, a proto se zásaditý roztok kolem katody zbarví v přítomnosti fenolftaleinu na růzovofialově.

### *Důkaz chlóru jodidoškrobovým papírkem*

Vznikající žlutozelený plynný chlór se dokáže pomocí navlhčeného jodidoškrobového papírku (papírek napuštěný škrobem a jodidem draselným). Chlór z jodidu draselného KI vyredukuje jód a ten následně zbarví škrob v papírku modře (někdy modrofialově a je-li větší množství jódu barva zůstane z přítomného jódu tmavohnědá).

Zápis reakce na důkaz přítomnosti chloru:



**Pomůcky:** elektrolytická vana, dvě uhlíkové elektrody, zdroj stejnosměrného elektrického proudu, laboratorní zvedací stolek, stojany, kabely, svorky

**Chemikálie:** chlorid sodný, fenolftalein, jodidoškrobový papírek

### **Postup**

1. Připravte nasycený roztok NaCl.
2. Nasycený roztok NaCl nalijte do elektrolytické vany.
3. Přidejte pár kapek fenolftaleinu, demineralizovanou vodou navlhčete jodidoškrobový papírek a přeložte jej přes anodu.

4. Elektrody připojené ke zdroji stejnosměrného elektrického proudu (katoda ke zápornému pólu a anoda ke kladnému pólu) ponořte do elektrolytu.
5. Zapněte zdroj stejnosměrného elektrického proudu a pozorujte děj probíhající v elektrolytické vaně.

### *Elektrolýza chloridu měďnatého a pokovování mědi*

Reakce, které probíhají na elektrodách:


Katoda(y):



Anoda:



Sumární reakce elektrolýzy roztoku  $\text{CuCl}_2$



**Pomůcky:** elektrolytická aparatura (elektrolytická vana, dvě uhlíkové elektrody, zdroj stejnosměrného elektrického proudu), laboratorní zvedací stůl, stojany, kabely, svorky

**Chemikálie:** chlorid měďnatý, jodidoškrobový papírek

### **Postup**

1. Připravte nasycený roztok  $\text{CuCl}_2$ .
2. Nasycený roztok  $\text{CuCl}_2$  nalijte do elektrolytické vany.

Název projektu: Digitalizace chemických experimentů pro zlepšení kvality a podporu výuky chemie na středních školách  
Akronym: ChemIQSoc  
Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA220-VET-000027995



3. Elektrody připojené ke zdroji stejnosměrného elektrického proudu (katoda ke zápornému pólu a anoda ke kladnému pólu) ponořte do elektrolytu.
4. Demineralizovanou vodou navlhčete jodidoškrobový papírek a přeložte jej přes anodu.
5. Zapněte zdroj stejnosměrného elektrického proudu a pozorujeme děj probíhající v elektrolytické vaně.
6. Po ukončení elektrolýzy můžete vidět červenohnědou vrstvičku mědi na katodě.

### Nakládání s chemickými látkami

Chemikálie	Forma	H-věty	P-věty
NaCl	Pevná	---	---
CuCl <sub>2</sub>	Pevná	H302, H319, H335, H315, H410	P261, P280, P305, P351, P338

### Zdroje rizik a vyhodnocení závažnosti rizika

Při dodržení všech zásad pro práci s chemikáliemi a použití osobních ochranných prostředků (rukavice, brýle, plášť), nehrozí žádné riziko.

### Způsob nakládání s odpady

Chemikálie likvidujeme do sběrných nádob k tomu určených.

### Opatření k omezení rizik

Použití osobních ochranných prostředků (brýle, rukavice, plášť). Při práci s elektrickým zařízením je nutná zvýšená opatrnost, zařízení musí zkontrolovat, zapnout a vypnout vyučující.

### Literatura

1. Lišková, K.: *Chemické laboratorne cvičenia 1: pre 1. ročník SPŠCH*. 2. vyd. Bratislava: PRÍRODA, 2001. ISBN 8007006877.

## Pracovní list

### Výpočty

- Vypočítejte množství chloridu sodného potřebného pro přípravu 1 dm<sup>3</sup> nasyceného roztoku při teplotě 20 °C.  
 $s(\text{NaCl}, 20^\circ\text{C}) = \dots\dots\dots$  g látky/100 g roztoku
  
- Vypočítejte množství chloridu měďnatého potřebné k přípravě 1 dm<sup>3</sup> nasyceného roztoku při teplotě 20 °C.  
 $s(\text{CuCl}_2, 20^\circ\text{C}) = \dots\dots\dots$  g látky/100 g roztoku

### Pozorování

- Popište děje, které probíhají na katodě a anodě při elektrolýze nasyceného roztoku chloridu měďnatého.
- Popište vzhled a zápach produktů elektrolýzy nasyceného roztoku chloridu měďnatého.
- Vyhledejte základní fyzikálně-chemické vlastnosti produktů elektrolýzy nasyceného roztoku chloridu měďnatého.

Vlastnost	Měď	Chlór
Rozpustnost ve vodě		
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech		
Teplota tání		

## Otázky

1. Napište rovnice reakcí, které probíhají při elektrolýze nasyceného roztoku chloridu měďnatého na katodě a anodě.

*Katoda:*

*Anoda:*

2. Uveďte, na které elektrodě vzniká při elektrolýze nasyceného roztoku chloridu měďnatého a chloridu sodného stejný produkt.
3. Uveďte, z jakého materiálu mohou být vyrobeny elektrody pro elektrolýzu roztoku chloridu měďnatého.
4. Popište, jak dokážete hydroxid sodný a chlór, které vznikají při elektrolýze roztoku chloridu měďnatého.
5. Navrhněte, jak připravíte jodidoškrobový papírek.
6. Vysvětlíte, proč při elektrolýze nasyceného roztoku chloridu sodného nevzniká sodík.
7. Navrhněte, jak lze elektrolýzou chloridu sodného připravit sodík.
8. Popište využití elektrolýzy v průmyslovém měřítku.

**Název projektu:** Digitalizace chemických experimentů pro zlepšení kvality a podporu výuky chemie na středních školách  
**Akronym:** ChemIQSoc  
**Číslo projektu:** 2021-1-SK01-KA220-VET-000027995



9. Popište využití mědi a chlóru.

## **Závěr**

Shrňte stručně cíl experimentu, hlavní výsledky a porovnejte je s očekávanými hodnotami.

## **Prohlášení o vyloučení odpovědnosti**

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a postoje jsou názory a prohlášeními autora(ů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Slovenské akademické asociace pro mezinárodní spolupráci, Národní agentury programu Erasmus+ pro vzdělávání a odbornou přípravu. Evropská unie ani organizace udělující grant za ně nepřebírají žádnou odpovědnost.