

**Naziv projekta:** Digitalizacija hemijskih eksperimenata u cilju unapređenja kvaliteta i podrške nastavi hemije u srednjim školama  
**Akronim:** ChemIQSoc  
**Broj projekta:** 2021-1-SK01-KA220-WET-000027995



## **Naziv: Cinkov vulkan**

### Uputstva za rad

**Zadatak:** Redoks reakcijama, koje se dešavaju mešanjem soli cinka i amonijaka u prisustvu vode, postižu se egzotermno eksplozivno-piroforni efekti.

### **Teorijski deo**

U prisustvu metalnog cinka, vode dolazi do naglog razlaganja amonijumove soli u gasovite proizvode koji izazivaju eksplozivno-piroforni tok razlaganja uz toplotne i svetlosne efekte.



Ako je prisutan i amonijum hlorid, eksplozija se pojačava, jer se proizvode eksplozivni proizvodi:



**Pribor:** porcelanska šolja, velika gvozdена posuda sa peskom, stakleni štapić, kašika, plastični špric, digestor.

**Hemikalije:** amonijum-nitrat, amonijum-hlorid, cink.

### **Postupak**

1. Izmerite po 4g  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ , 1g  $\text{NH}_4\text{Cl}$  i 4g Zn.
2. Pojedinačne komponente rasporedite odvojeno.
3. Zatim pažljivo dodajte u porcelansku šolju i pažljivo promešajte. Kada mešate smešu, nemojte se nagnjati iznad nje u slučaju da dođe do spontanog sagorevanja. Spontano sagorevanje može biti uzrokovano prisutnom vlagom iz komponenti smeše ili date posude.
4. Stavite posudu sa smešom u veliku gvozdenu posudu napunjenu peskom u digestor.
5. Na kraju, dodajte špricom nekoliko kapi vode u smešu i posmatrajte oštar blesak reagujuće smeše.

**Naziv projekta:** Digitalizacija hemijskih eksperimenata u cilju unapređenja kvaliteta i podrške nastavi hemije u srednjim školama

**Akronim:** ChemIQSoc

**Broj projekta:** 2021-1-SK01-KA220-WET-000027995



## Upravljanje hemijskim supstancama

Hemikalije	Oblik supstanci	H-oznake	P-oznake
$\text{NH}_4\text{NO}_3$	Čvrst	H272, H315, H319, H335	P220, P261, P305 + P351 + P338
$\text{NH}_4\text{Cl}$	Čvrst	H302, H319	P305 + P351 + P338
Zn	Čvrst, prah	---	---

## Izvori rizika i procene ozbiljnosti rizika

Mogućnost opekotina kože i oštećenje očiju.

## Metoda upravljanja otpadom

Sertifikovana kompanija za odlaganje hemijskog otpada.

## Mere za ublažavanje rizika

Mantil, zaštitne naočare, rukavice, držati se na sigurnom rastojanju.

**Naziv projekta:** Digitalizacija hemijskih eksperimenata u cilju unapređenja kvaliteta i podrške nastavi hemije u srednjim školama  
**Akronim:** ChemIQSoc  
**Broj projekta:** 2021-1-SK01-KA220-WET-000027995



## Radni list

### Izračunavanja

- 4 g cinka je reagovalo sa amonijum-nitratom. Izračunajte:
  - masu cink oksida koji je nastao
  - zapreminu izdvojenog azota na temperaturi od 20°C i pritisku od 101,3 kPa.

Reakcija:  $\text{Zn} + \text{NH}_4\text{NO}_3 \rightarrow \text{N}_2 + \text{ZnO} + 2 \text{H}_2\text{O}$

$M(\text{Zn}) = \dots\dots\dots \text{ g.mol}^{-1}$ ,  $M(\text{ZnO}) = \dots\dots\dots \text{ g.mol}^{-1}$

*Masa cink-oksida*

*Zapremina azota*

### Posmatranje:

- Opišite tok reakcije cinkova pasta

### Pitanja

- Napišite jednačinu reakcije cinka sa amonijum-nitratom.

**Naziv projekta:** Digitalizacija hemijskih eksperimenata u cilju unapređenja kvaliteta i podrške nastavi hemije u srednjim školama  
**Akronim:** ChemIQSoc  
**Broj projekta:** 2021-1-SK01-KA220-WET-000027995



2. Napišite jednačine polureakcije oksidacije i redukcije u reakciji cinka sa amonijum-nitratom.  
*Oksidacija:*  
*Redukcija:*
  
3. Odredite da li cink reaguje sa amonijum-nitratom kao oksidacionim ili redukcionim sredstvom.
  
4. Napišite jednačine reakcija u prisustvu amonijum-hlorida.  
*Reakcija br. 1:*  
*Reakcija br. 2:*  
*Reakcija br. 3:*
  
5. Objasnite zašto je potrebno:
  - a. odvojeno rasporediti pojedine komponente smeše
  
  - b. staviti posudu sa smešom u gvozdenu posudu sa peskom
  
  - c. izvoditi eksperiment u digestoru
  
  - d. pribor da bude suv kada mešate smešu
  
6. Objasni šta se podrazumeva pod pirotehničkom supstancom.

**Naziv projekta:** Digitalizacija hemijskih eksperimenata u cilju unapređenja kvaliteta i podrške nastavi hemije u srednjim školama  
**Akronim:** ChemIQSoc  
**Broj projekta:** 2021-1-SK01-KA220-WET-000027995



## **Zaključak**

Uputstvo za sastavljanje zaključka:

1. Ukratko rezimirajte cilj demonstracionog ogleda. Šta smo pokušali da otkrijemo ili dokažemo eksperimentom?
2. Opišite šta ste primetili tokom eksperimenta. Koji su bili najvažniji rezultati i koje ste veze uočili?
3. Objasnite rezultate koristeći teoriju. Kako rezultati potvrđuju ili opovrgavaju pretpostavljene principe?
4. Razmislite o praktičnom značaju. Kako se znanje iz eksperimenta može koristiti u stvarnom životu ili u daljem proučavanju?

## **Izjava o odricanju od odgovornosti**

Finansira Evropska unija. Izraženi stavovi su stavovi autora i ne izražavaju nužno stavove i mišljenja Evropske unije ili Slovačke akademske asocijacije za međunarodnu saradnju, Nacionalne agencije za obrazovanje i obuku Erasmus+ programa. Ni Evropska unija ni organizacija koja dodeljuje grantove ne preuzimaju nikakvu odgovornost za njih.